

DIGI-TIPP
BLUTZUCKER
PATCH/ SENSOR
+APP



ANBRINGEN EINES PATCH/ SENSOR

1. Anwendungsstelle vorbereiten

Waschen Sie die Anwendungsstelle mit einer einfachen Seife, trocknen Sie die Stelle und reinigen Sie den Bereich anschließend mit einem Alkoholtuch.



2. Sensorpackung öffnen

Packen Sie den Sensor Applikator vorsichtig aus und drehen Sie die Kappe ab.

ANBRINGEN EINES PATCH/ SENSOR

3. Sensor anlegen

Platzieren Sie den Sensor Applikator über der vorbereiteten Stelle und drücken Sie ihn fest auf die Haut. Beim Anbringen des Sensors am Körper wird ein dünnes, biegsames, steriles Filament direkt unter die Haut geschoben.



4. Sensor ist angebracht


Ziehen Sie den Sensor Applikator vorsichtig vom Körper weg. Der Sensor sollte nun an der Haut haften.

TIPPS FÜR DAS TRAGEN DES PATCH/ SENSOR

- Seien Sie beim erstmaligen Tragen vorsichtig und umsichtig mit Ihren Bewegungen
 - Achten Sie vor allem auf Türrahmen, Autotüren, Möbelstücke usw.
- Versuchen Sie ihren Sensor so wenig wie möglich anzufassen oder zu drücken
- Seien Sie behutsam beim Kleidung wechseln oder beim Abtrocknen nach dem Duschen
- Wenn möglich, tragen Sie Kleidung aus leichten und atmungsaktiven Materialien

BLUTZUCKERÜBERWACHUNGS APP

- Die App zeigt Ihnen Ihren Blutzuckerspiegel für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum an.
- Achten sie darauf, dass auf Ihrem Smartphone Bluetooth aktiviert ist, um die Daten des Patches übertragen zu können.
- Die Daten aus der App können mit Ihrem Arzt und Familienmitglieder geteilt werden. So sind eine optimale Überwachung und Behandlung möglich.



App